


Q-global™

Guide d'utilisation Profil Sensoriel 2

conseilclinique@ecpa.fr

Sommaire

- p.03 Qu'est-ce que Q-global ?
- p.06 L'authentification à deux facteurs
- p.12 Accéder au manuel numérique
- p.14 Créer un nouveau sujet
- p.20 Déterminer son mode d'administration
- p.23 Correction après une administration papier (saisie manuelle)
- p.30 Administration en ligne (à l'écran ou à distance)





Qu'est-ce que
Q-global ?

Q-global, c'est quoi ?



- Q-global est un site Internet qui vous permet de faire passer et/ou de corriger en ligne le Profil Sensoriel 2.
- Q-global est accessible 24h/24 et 7 j/7 à partir de n'importe quel ordinateur ou tablette connecté(e) à Internet.
- L'accès à la plateforme Q-global est personnel, chaque professionnel a son propre identifiant et son propre mot de passe.

Commander Q-global et après ?


- Après enregistrement de votre commande, vous recevrez un e-mail afin de paramétrer votre identifiant et votre mot de passe.
- Vous pourrez ensuite vous connecter sur le site : <https://qglobal.pearsonclinical.com/>
- Si vous n'avez pas reçu cet e-mail, contactez le support technique via le formulaire ci-après : [ICI](#) ou au +33 (1) 43 62 30 20
- À la première connexion, vous devrez accepter les contrats.
- Puis vous devrez paramétrer l'authentification à deux facteurs.



L'authentification à deux facteurs

Qu'est-ce que l'authentification à deux facteurs ?

- C'est un procédé obligatoire permettant de renforcer la sécurité de l'accès à votre compte Q-global. Il intervient dans le cadre de la loi RGPD sur la protection des données personnelles.
- Selon votre choix, vous recevrez le code d'authentification par :
 - E-mail
 - SMS
 - et/ou l'application Google Authenticator
- Vous pouvez paramétrer vos préférences directement sur Q-global en cliquant sur « Compte ».



Option 1 : par e-mail



- Renseignez l'adresse mail de votre choix dans le champ « Email ».
- Cliquez sur « Valider ». Le message « Code envoyé » apparaît.

Options d'authentification supplémentaires

Email: **Valider** Code envoyé


Code email: **Confirmer**

- Saisissez le code reçu par e-mail dans le champ « Code email ».
- Cliquez sur « Confirmer ». Une coche verte apparaît : votre adresse mail est paramétrée.

Options d'authentification supplémentaires

Email:  [Réinitialiser / Effacer](#)

Option 2 : par SMS



- Renseignez le numéro de téléphone portable de votre choix dans le champ « Téléphone mobile ».
- Cliquez sur « Valider ». Le message « Code envoyé » apparaît.

A screenshot of a web form for mobile phone registration. It features a dropdown menu for 'Téléphone mobile:' with a French flag icon, a 'Valider' button, a 'Code SMS:' input field, a 'Confirmer' button, and 'Envoyer' and 'Annuler' buttons at the bottom left.

Téléphone mobile: Valider

Code SMS: Confirmer


Envoyer Annuler

- Saisissez le code reçu par SMS dans le champ « Code SMS ».
- Cliquez sur « Confirmer ». Une coche verte apparaît : votre numéro de téléphone est paramétré.

Option 3 : Google Authenticator



- Application gratuite à télécharger sur smartphone ou tablette.
- Fonctionne sans Internet ou réseau.
- Installez l'application et cliquez sur « Commencer la configuration ».
- Sélectionnez « Scanner le code-barres » et acceptez l'accès à votre appareil photo.



- Sur Q-global, cliquez sur « Configurer Google Authenticator ».

- Scannez le code QR qui s'affiche avec votre téléphone.




- Saisissez le code à 6 chiffres qui apparaît, dans le champ « saisir le code de l'application ».
- Cliquez sur « Confirmer ».
- Une coche verte apparaît. L'application est paramétrée.
- Une fois vos paramètres terminés, cliquez sur « Envoyer ».



Accéder au manuel
numérique

Accès au manuel de la batterie



- Vous pouvez consulter en ligne le manuel du Profil Sensoriel 2 en cliquant sur :
 - Bibliothèque de ressources
 - Profil Sensoriel 2
 - Restricted

A screenshot of a web application interface. At the top, a dark teal header contains navigation links: 'Accueil', 'conseil clinique SEBBAG', 'Pearson France - ECPA', 'Mon compte', 'Bibliothèque de ressources', 'Notifications', and 'Déconnexion'. Below the header is a light grey bar with a back arrow and the text 'Retour'. The main content area is titled 'Bibliothèque de ressources' and displays a list of folders and files. The list includes 'Resources' (expanded), 'About Q-global', and various assessment tools like 'BASC-3-FR', 'BDI-II-FR', 'BHS-FR', 'BSI_18-FR', 'BSS-FR', 'Bayley-4-FR', 'Brown-EF-A-FR', 'CELF-5-FR', 'PS2-FR', 'Restricted', 'Ravens2-FR', 'SCL-90-R-FR', 'SSIS-SEL-FR', 'WISC-V-FR', and 'WPPSI-TV-FR'. A file named 'Profil Sensoriel-2 Manuel numérique.pdf' is listed under the 'Restricted' folder. Three numbered callouts are present: '1' points to the 'Bibliothèque de ressources' link in the header; '2' points to the 'PS2-FR' folder icon; '3' points to the 'Profil Sensoriel-2 Manuel numérique.pdf' file icon.



Créer un nouveau
sujet

Créer un sujet

Cliquez ici



PEARSON ALWAYS LEARNING

Accueil Caroline Clement | Platform Testing | Paramètres | Gestion des comptes | Bibliothèque de ressources | Notifications | Commentaires | Aide | Déconnexion

Sujet Groupes Rapport

Inclure les sous-comptes

Nouveau Sujet Supprimer Sujet Attribuer une nouvelle passation Créer Groupe Autres actions Déplacer vers

Rechercher

Afficher: Actif Actualiser 16 Enregistrements

	<input type="checkbox"/>	Identifiant du système	Nom	Prénom	Identifiant du sujet	Date de naissance	Sexe
1	<input type="checkbox"/>	3553854				23/04/2010	Masculin
2	<input type="checkbox"/>	3539101				10/02/2011	
3	<input type="checkbox"/>	3539100				06/05/2008	Féminin
4	<input type="checkbox"/>	3538791				25/01/2009	Féminin
5	<input type="checkbox"/>	3538471				01/01/2010	Féminin
6	<input type="checkbox"/>	3538317				01/01/2011	Masculin
7	<input type="checkbox"/>	3203137				10/04/2007	Masculin
8	<input type="checkbox"/>	3202963				09/04/2010	Masculin
9	<input type="checkbox"/>	3196526			05	15/04/2011	Masculin
10	<input type="checkbox"/>	3155167			C	01/12/2006	Masculin

Page 1 de 2 Visualiser 1 - 10 de 16

PEARSON A propos | Contact | Conditions générales | Confidentialité |
Interprètes Internet
Copyright © 2012 NCS Pearson, Inc. Tous droits réservés. Version 25.0.13-440

- Renseignez les informations démographiques de votre patient (l'enfant).

PEARSON ALWAYS LEARNING

Accueil Caroline Clement | Platform Testing ▼ | Paramètres | Gestion des comptes | Bibliothèque de ressources | Notifications | Commentaires | Aide | Déconnexion

« Retour

Nouveau Sujet

* Obligatoire

Données démographiques

Prénom: <input type="text"/>	Compte: Platform Testing
Deuxième prénom: <input type="text"/>	Champ personnalisé 1: <input type="text"/>
Nom: <input type="text"/>	Champ personnalisé 2: <input type="text"/>
Identifiant du Sujet: <input type="text"/>	Champ personnalisé 3: <input type="text"/>
Sexe: Sélectionnez... ▼	Champ personnalisé 4: <input type="text"/>
* Date de naissance: <input type="text" value="DD/MM/YYYY"/> <input type="button" value="📅"/>	
Age: 0 Ans 0 Mois	
Email: <input type="text"/>	
Commentaire: <input style="width: 100%; height: 80px;" type="text"/>	

500 Caractères restants.

PEARSON [A propos](#) | [Contact](#) | [Conditions générales](#) | [Confidentialité](#) | [Interprètes Internet](#) Version 25.0.16-458

Copyright © 2012 NCS Pearson, Inc. Tous droits réservés.

Saisissez au minimum :

- Nom et prénom (ou pseudo)
- Sexe
- Date de naissance



Puis enregistrez en cliquant ici

PEARSON ALWAYS LEARNING

Accueil | **Caroline Clement** | Platform Testing ▼ | Paramètres | Gestion des comptes | Bibliothèque de ressources | Notifications | Commentaires | Aide | Déconnexion

« Retour

Nouveau Sujet

* Obligatoire

Données démographiques

Prénom:	<input type="text"/>	Compte: Platform Testing
Deuxième prénom:	<input type="text"/>	Champ personnalisé 1: <input type="text"/>
Nom:	<input type="text"/>	Champ personnalisé 2: <input type="text"/>
Identifiant du Sujet:	<input type="text"/>	Champ personnalisé 3: <input type="text"/>
Sexe:	Sélectionnez... ▼	Champ personnalisé 4: <input type="text"/>
* Date de naissance:	DD/MM/YYYY <input type="text"/>	
	Age: 0 Ans 0 Mois	
Email:	<input type="text"/>	
Commentaire:	<input type="text"/>	

500 Caractères restants.

PEARSON [A propos](#) | [Contact](#) | [Conditions générales](#) | [Confidentialité](#) | [Interprètes Internet](#)

Copyright © 2012 NCS Pearson, Inc. Tous droits réservés. Version 25.0.16-458

Modifier

Données démographiques

Identifiant du système: **26346859**

Compte: **Pearson France - ECPA**

Prénom: **test**

Champ personnalisé 1:

Deuxième prénom:

Champ personnalisé 2:

Nom: **PS 2**

Champ personnalisé 3:

Date de naissance: **27-06-2015**

Champ personnalisé 4:

Âge: **8 ans 0 Mois**

Groupes:

ID Sujet:


Ancien identifiant:

Sexe: **Féminin**

Email:

Commentaire:

Attribuez un questionnaire
en cliquant ici




Attribuer une nouvelle évaluation

Supprimer des évaluations

Générer un rapport

Aucun dossier à visualiser							
	<input type="checkbox"/>	Identifiant de l'évaluation	Nom de l'outil d'évaluation	Date d'administration	Administration	Statut	Evaluations de groupe
Aucun dossier à visualiser							

Cliquez sur le questionnaire
Profil Sensoriel 2 souhaité



The screenshot shows a web application interface for selecting a questionnaire. At the top, there are two tabs: 'Toutes les évaluations' and 'Mes favoris'. Below the tabs is a search bar with a magnifying glass icon and a list of filters: 'A-B', 'C-F', 'G-K', 'L-M', 'N-Q', 'R-V', 'W-Z', and 'Tous'. The 'N-Q' filter is currently selected. Below the filters is a list of three items, each with a radio button and a star icon:

- Profil Sensoriel 2 FR Enfant
- Profil Sensoriel 2 FR Jeune enfant
- Profil Sensoriel 2 FR Scolaire

At the bottom of the interface, there is a star icon with the text 'Ajouter des évaluations à vos favoris', an 'Annuler' button, and an 'Attribuer' button.

Déterminer son mode
d'administration


Déterminer son mode d'administration

- Vous avez choisi le **matériel complet papier** (questionnaires papier et manuel papier) avec licence annuelle de corrections illimitées sur Q-global.

=> vous êtes dans le **cas n° 1**

- Vous avez choisi le **matériel complet numérique** avec manuel numérique et crédits d'administration / correction sur Q-global (vous n'avez aucun matériel papier).

=> vous êtes dans le **cas n°2**



Déterminer son mode d'administration

Vous êtes dans le cas n°1 (administration papier) : vous n'avez accès qu'à cette option* (voir page suivante) :

Vous êtes dans le cas n°2 (administration numérique) : vous avez accès à ces deux options (voir page 30)

Créer une administration
Nous avons besoin de détails supplémentaires pour créer cette administration.

Options / Paramètres de l'évaluation

ENFANT PROFIL SENSORIEL 2  Profil Sensoriel 2 FR Enfant

Options de mise à disposition

- Version papier (Saisie manuelle)
- En ligne en personne (à l'écran)
- Envoyer le lien par email (À l'écran à distance)

Résumé

Sujet
PS 2, test
27-06-2015 | 8 ans 0 mois [Modifier](#)
Féminin (pas d'email)

Évaluation
Profil Sensoriel 2 FR Enfant

[Créer une administration](#)

[Annuler cette demande](#)

[Haut](#)

*même si les deux autres options semblent disponibles, vous ne pourrez pas obtenir le rapport si vous les choisissez, car cela nécessite des crédits et vous disposez uniquement d'une licence de correction de questionnaires papier.

Correction après
administration papier
(saisie manuelle)

Cliquez sur « Créer une administration »

Sélectionnez l'option
« Version papier (Saisie
manuelle) »*

The screenshot shows a web interface for creating an administration. At the top, a dark blue header contains the title 'Créer une administration' and a sub-header 'Nous avons besoin de détails supplémentaires pour créer cette administration.' Below this, the section 'Options / Paramètres de l'évaluation' is visible. It features the 'ENFANT PROFIL SENSORIEL 2' logo and the title 'Profil Sensoriel 2 FR Enfant'. Underneath, the 'Options de mise à disposition' section offers three choices: 'Version papier (Saisie manuelle)', 'En ligne en personne (à l'écran)', and 'Envoyer le lien par email (À l'écran à distance)'. The 'Version papier' option is highlighted with a red border. To the right, a 'Résumé' sidebar displays subject details: 'Sujet PS 2, test', '27-06-2015 | 8 ans 0 mois', 'Féminin (pas d'email)', and 'Évaluation Profil Sensoriel 2 FR Enfant'. At the bottom of the sidebar, there is a prominent orange 'Créer une administration' button and a blue 'Annuler cette demande' link. A 'Haut' button is also present in the bottom right corner.

*même si les deux autres options semblent disponibles, vous ne pourrez pas obtenir le rapport si vous les choisissez, car cela nécessite des crédits et vous disposez uniquement d'une licence de correction de questionnaires papier.

1) Sélectionnez le champ
« examinateur »

2) Cliquez ensuite sur « saisie des réponses aux items »

The screenshot displays the 'Détails de l'évaluation' (Evaluation Details) page. At the top, there are two tabs: 'Vue d'ensemble' (Overview) and 'Saisie des réponses aux items' (Enter item responses), with the second tab selected. Below the tabs is the 'Paramètres de l'administration' (Administration Parameters) section, which includes the following fields:

- Méthode de mise à disposition**: Saisie manuelle (Manual entry)
- Date d'administration**: 27-06-2023
- Âge au moment de l'administration**: 8 ans, 0 mois
- Examineur**: Clémentine Conte
- Enseignant (facultatif)**: Veuillez sélectionner...

On the right side, there is a 'Résumé' (Summary) sidebar containing the following information:

- Statut**: Prêt pour l'administration
- Évaluation**: Profil Sensoriel 2 FR Enfant
- Sujet**: PS 2, test (27-06-2015 | 8 ans 0 mois, Féminin, pas d'email)

At the bottom of the sidebar, there are two buttons: 'Procéder aux rapports' (Proceed to reports) and 'Sauvegarder les mises à jour' (Save updates). At the very bottom of the sidebar, there are links for 'Besoin d'aide' (Need help) and 'Supprimer' (Delete).

Sélectionnez ces paramètres pour une saisie facilitée

The screenshot shows a web interface for 'Détails de l'évaluation' (Evaluation Details). At the top, there are two tabs: 'Vue d'ensemble' (Overview) and 'Saisie des réponses aux items' (Item Response Entry), with the latter being active. Below the tabs, there is a 'Voir moins' (View less) link. The main content area is titled 'Traitement de l'information AUDITIVE' (Auditory Information Processing) and contains a 'Paramètres' (Parameters) section with two checked toggle switches: 'Afficher le texte de l'item' (Show item text) and 'Afficher la clé d'entrée' (Show entry key). Below this, there are three numbered items, each with a text description and a 5-point Likert scale. Item 1: 'réagit vivement aux bruits inattendus ou forts (par exemple, sirènes, chien qui aboie, sèche-cheveux). 5=Presque toujours ou toujours, 4=Fréquemment, 3=La moitié du temps, 2=Parfois, 1=Presque jamais ou jamais, 0=Ne s'applique pas'. Item 2: 'se couvre les oreilles des mains pour se protéger du bruit. 5=Presque toujours ou toujours, 4=Fréquemment, 3=La moitié du temps, 2=Parfois, 1=Presque jamais ou jamais, 0=Ne s'applique pas'. Item 3: 'éprouve des difficultés à accomplir ou à terminer des tâches lorsqu'il y a de la musique ou que la télévision est allumée. 5=Presque toujours ou toujours, 4=Fréquemment, 3=La moitié du temps, 2=Parfois, 1=Presque jamais ou jamais, 0=Ne s'applique pas'. To the right, a sidebar titled 'Résumé' (Summary) displays the 'ENFANT PROFIL SENSORIEL 2' logo, 'Statut' (Prêt pour l'administration), 'Évaluation' (Profil Sensoriel 2 FR Enfant), and 'Sujet' (PS 2, test, 27-06-2015 | 8 ans 0 mois, Féminin) with a 'Modifier' (Modify) icon. At the bottom of the sidebar, there are three buttons: 'Procéder aux rapports' (Proceed to reports), 'Sauvegarder les mises à jour' (Save updates), and 'Besoin d'aide' (Need help) and 'Supprimer' (Delete) icons.

Une fois la saisie terminée, cliquez sur « procéder aux rapports »

Création d'un rapport

2) Cliquez sur « Générer un rapport »

Une fois le questionnaire rempli, le statut indique « Prêt pour le rapport »

Attribuer une nouvelle évaluation Supprimer des évaluations Générer un rapport

Actualiser 1 Enregistrement

	<input type="checkbox"/>	Identifiant de l'évaluation	Nom de l'outil d'évaluation	Date d'administration	Administration	Statut	Evaluations de groupe
1	<input type="checkbox"/>	50509494	Profil Sensoriel 2 FR Enfant	27-06-2023	Administration à l'écran	Prêt pour le rapport	

Page 1 de 1 Visualiser 1 - 1 de 1

1) Cochez la case de la ligne du questionnaire

Sélectionnez le rapport puis cliquez sur « Créer un rapport »

« Retour

Créer un rapport

Nous avons besoin de détails supplémentaires pour créer ce rapport.

Sélection de rapport et configuration



PS2-FR – Rapport
Crédit(s) requis : 1
100 crédit(s) disponibles

Sélectionner

Résumé

Sujet
PS 2, test
27-06-2015 | 8 ans 0 mois
Féminin
(pas d'email)

Évaluation
Profil Sensoriel 2 FR Enfant
Option choisie : Administration à l'écran
27-06-2023

Créer un rapport

? Besoin d'aide Annuler



Le rapport est disponible au format PDF dans vos téléchargements Internet

Profil Sensoriel 2 FR - Version française
Profil Sensoriel 2 Enfant
Profil Sensoriel 2 Enfant Rapport de résultats
Winnie Dunn, PhD, OTR, FAOTA

Nom :	test PS 2
Sexe :	Féminin
Date de naissance :	27-06-2015
Nom du prescripteur :	Clémentine Conte
Questionnaire rempli par :	Test
Lien avec l'enfant :	Mère
Date d'administration :	27-06-2023
Âge :	8:0
Année / niveau scolaire :	CE2 / Troisième primaire

Administration en
ligne (à l'écran ou à
distance)

Administration à l'écran

1) Choisissez « En ligne en personne (à l'écran) »

2) (facultatif) Vous pouvez activer le verrouillage de la session pour empêcher le répondant d'accéder à votre ordinateur.

Options de mise à disposition

Version papier (Saisie manuelle) En ligne en personne (à l'écran) Envoyer le lien par email (À l'écran à distance)

Paramètres de l'écran

Activer le programme de verrouillage de la session de test

3) Cliquez sur « lancer l'évaluation »

Résumé

Sujet
PS 2, test
27-06-2015 | 8 ans 0 mois
Féminin
(pas d'email) Modifier

Évaluation
Profil Sensoriel 2 FR Enfant

Lancer l'évaluation

Sauvegarder et lancer plus tard

Annuler cette demande

Haut

- Le logiciel vous donne des informations sur le bon déroulé de la passation.

The screenshot shows a web application interface for 'ENFANT PROFIL SENSORIEL 2'. A modal window is open in the center, titled 'Évaluation Profil Sensoriel 2 FR Enfant' with the subject 'test'. The modal contains the following information:

- À savoir...**
- Lock icon:** Lorsque vous cliquez sur « Commencer », le système vous déconnecte de votre compte Q-global et ouvre une nouvelle fenêtre pour l'évaluation.
- Hand icon:** Si vous utilisez le verrouillage de la session d'administration, vous pouvez arrêter l'administration à tout moment en cliquant sur **CTRL + MAJ + Q**.
- Gear icon:** Le navigateur web doit permettre à Q-global d'afficher l'évaluation dans une fenêtre contextuelle. Il vous suffit d'ajouter l'adresse URL de Q-global à la liste des « sites autorisés » et de configurer votre bloqueur de fenêtres pop-up (Consultez les paramètres de votre navigateur pour plus d'informations).

Adresse du site Q-global : qglobal.pearsonclinical.com


REMARQUE : Chaque fois que vous permettez à un tiers (y compris à un sujet) d'utiliser votre ordinateur, il y a un risque potentiel que cette personne accède à des informations non sécurisées sur votre ordinateur.

Buttons: **Annuler** (grey), **Commencer** (orange), **Haut** (blue circle with arrow).

The background interface shows a sidebar with 'Options de mise à disposition' (Version papier, Saisie manuelle) and 'Paramètres de l'écran' (Activer le programme). The main content area shows 'Résumé' with a 'Modifier' button and a 'Lancer l'évaluation' button.

Cliquez sur « commencer »

- La page de Q-global se déconnecte.
- Une nouvelle fenêtre s'ouvre pour effectuer la passation.
- Si ce n'est pas le cas, vérifiez que votre navigateur internet ne bloque pas les fenêtres pop-up.



Bienvenue dans le module d'évaluation Profil Sensoriel 2 Enfant

Merci de commencer par renseigner les informations biographiques demandées.

Ensuite, lisez attentivement les consignes avant de commencer à répondre aux énoncés.

Cliquez sur le bouton >> en bas à droite de l'écran pour continuer.

Administration à distance

- Choisissez « envoyer le lien par email (à l'écran à distance) »

« Retour


Créer une administration

Nous avons besoin de détails supplémentaires pour créer cette administration.

Options / Paramètres de l'évaluation

 Profil Sensoriel 2 FR Scolaire

Options de mise à disposition

-  Version papier (Saisie manuelle)
-  En ligne en personne (à l'écran)
-  Envoyer le lien par email (À l'écran à distance)

Résumé

Sujet
PS 2, test
27-06-2015 | 8 ans 0 mois  Modifier
Féminin (pas d'email)


Évaluation
Profil Sensoriel 2 FR Scolaire

[Continuer vers Email](#)

[Sauvegarder et envoyer plus tard](#)

[Annuler cette demande](#)

- Vous devez remplir les champs obligatoires



- Vous pouvez paramétrer de recevoir un email de notification quand le répondant aura fini de remplir le questionnaire.



Version papier (Saisie manuelle) En ligne en personne (à l'écran) Envoyer le lien par email (À l'écran à distance)

Répondant - *C'est la personne qui remplira le questionnaire.*

Prénom du répondant Nom du répondant

Notifications - *facultatif*

M'avertir lorsque l'évaluation est terminée.

Utilisez des virgules entre les adresses email.

conseilclinique@ecpa.fr

[977]

Paramètres de l'administration

Examineur
Veillez sélectionner...

Enseignant
Veillez sélectionner...

Continuer vers Email

Sauvegarder et envoyer plus tard

Annuler cette demande



- Cliquez sur « continuer vers email »

- Si vous choisissez d'envoyer un lien via votre adresse mail, cliquez sur « copier le lien »

« Retour

Lien d'évaluation via email

Demandez au répondant de compléter l'évaluation de n'importe où, à n'importe quel moment.

Options / Paramètres de Mise à disposition - Vous avez deux façons d'envoyer ce lien d'évaluation au répondant.

 **Me l'envoyer avec mon service email** ⓘ
Copiez ce lien d'évaluation et envoyez-le au répondant avec votre propre fournisseur de messagerie. [Copier le lien](#)

 **Envoyer par email via Q-global**
Nous pouvons envoyer par email, entre votre nom, le lien d'évaluation au répondant. [Créer un email](#)

Résumé

Sujet
PS 2, test
27-06-2015 | 8 ans 0 mois
Féminin
(pas d'email)

Évaluation
Profil Sensoriel 2 FR Scolaire

Répondant
Enseignante, Madame

[Envoyer un email](#)

[Fermer](#)

- Puis cliquez sur « Fermer »

- Si vous choisissez d'envoyer un email via Q-global, cliquez sur « créer un email »

« Retour

Lien d'évaluation via email

Demandez au répondant de compléter l'évaluation de n'importe où, à n'importe quel moment.

Options / Paramètres de Mise à disposition - *Vous avez deux façons d'envoyer ce lien d'évaluation au répondant.*

 **Me l'envoyer avec mon service email** ⓘ
Copiez ce lien d'évaluation et envoyez-le au répondant avec votre propre fournisseur de messagerie. [Copier le lien](#)

 **Envoyer par email via Q-global**
Nous pouvons envoyer par email, entre votre nom, le lien d'évaluation au répondant. [Créer un email](#)

Résumé

Sujet
PS 2, test
27-06-2015 | 8 ans 0 mois
Féminin
(pas d'email)

Évaluation
Profil Sensoriel 2 FR Scolaire

Répondant
Enseignante, Madame

[Envoyer un email](#)

[Fermer](#)

- Vous devez configurer l'email en remplissant l'ensemble des champs

- Il est possible de personnaliser l'email qui sera envoyé et d'enregistrer un modèle pour vos prochains questionnaires.

Configuration de l'email via Q-global

Prénom du répondant
Madame

Nom du répondant
Enseignante

Adresse email du répondant

Modèle d'email
Email d'invitation de l'évaluateur (Créé par le systè

Objet de l'email
Invitation à remplir un questionnaire

Message email

Bonjour Madame,

Vous avez été inscrit(e) pour remplir un ou plusieurs questionnaires sur Q-global, la plate-forme en ligne de Pearson, pour test PS 2.

27-06-2015 | 8 ans 0 mois
Féminin
(pas d'email)

Évaluation
Profil Sensoriel 2 FR Scolaire

Répondant
Enseignante, Madame

Envoyer un email

Fermer

- Cliquez ensuite sur « envoyer un email » : un message apparaît confirmant l'envoi de l'email

Création d'un rapport

2) Cliquez sur « Générer un rapport »

Une fois le questionnaire rempli, le statut indique « Prêt pour le rapport »

Attribuer une nouvelle évaluation Supprimer des évaluations Générer un rapport

Actualiser 1 Enregistrement

	<input type="checkbox"/>	Identifiant de l'évaluation	Nom de l'outil d'évaluation	Date d'administration	Administration	Statut	Evaluations de groupe
1	<input type="checkbox"/>	50509494	Profil Sensoriel 2 FR Enfant	27-06-2023	Administration à l'écran	Prêt pour le rapport	

Page 1 de 1 Visualiser 1 - 1 de 1

1) Cochez la case de la ligne du questionnaire

- Sélectionnez le rapport puis cliquez sur « Créer un rapport »

« Retour

Créer un rapport

Nous avons besoin de détails supplémentaires pour créer ce rapport.

Sélection de rapport et configuration



PS2-FR – Rapport
Crédit(s) requis : 1
100 crédit(s) disponibles

[Sélectionner](#)

Résumé

Sujet
PS 2, test
27-06-2015 | 8 ans 0 mois
Féminin
(pas d'email)

Évaluation
Profil Sensoriel 2 FR Enfant
Option choisie : Administration à l'écran
27-06-2023

[Créer un rapport](#)

[? Besoin d'aide](#) [Annuler](#)



Le rapport est disponible au format PDF dans vos téléchargements Internet

Profil Sensoriel 2 FR - Version française
Profil Sensoriel 2 Enfant
Profil Sensoriel 2 Enfant Rapport de résultats
Winnie Dunn, PhD, OTR, FAOTA

Nom :	test PS 2
Sexe :	Féminin
Date de naissance :	27-06-2015
Nom du prescripteur :	Clémentine Conte
Questionnaire rempli par :	Test
Lien avec l'enfant :	Mère
Date d'administration :	27-06-2023
Âge :	8:0
Année / niveau scolaire :	CE2 / Troisième primaire

Le Conseil Clinique est à votre disposition

D'autres présentations détaillées sur des outils ou des thématiques sont disponibles sur demande au conseil clinique.

N'hésitez pas à nous contacter !



conseilclinique@ecpa.fr



+33 (0)1 43 62 30 01



www.pearsonclinical.fr



Marie Bauduin
Psychologue clinicienne



Clémentine Conte
Psychologue clinicienne



Pearson