

NOUVEAU



Test de vocabulaire
passif en images
Peabody - 5e édition

*2023 - Douglas M. Dunn PhD ; Adaptation française
Pearson Clinical*

Le PPVT-5 évalue le vocabulaire passif (réceptif) des enfants et adolescents âgés de 2 ans 6 mois à 18 ans 11 mois, à l'aide d'une épreuve non verbale de désignation d'images.



Test de vocabulaire actif
- 3e édition

*2023 - Kathleen T. Williams ; Adaptation française
Pearson Clinical*

L'EVT-3 évalue le vocabulaire actif (expressif) et la récupération de mots des enfants et adolescents âgés de 2 ans 6 mois à 18 ans 11 mois, grâce à une épreuve orale de dénomination d'images.



Test de vocabulaire passif en images Peabody - 5e édition

Le PPVT-5 est un test standardisé administré individuellement, qui **évalue le vocabulaire passif** chez les enfants et les adolescents âgés de 2 ans 6 mois à 18 ans 11 mois. Ce test évalue le stock lexical passif en fonction de différentes catégories lexicales (c'est-à-dire, substantifs, verbes et attributs-adjectifs).

L'utilisation du PPVT-5 peut se faire...

- dans le cadre d'un **dépistage** : le PPVT-5 peut constituer une première étape importante dans l'identification des enfants et adolescents susceptibles de présenter un trouble d'accès lexical passif ;
- **conjointement avec l'EVT-3** pour obtenir une vue globale de la connaissance lexicale des enfants et des adolescents ;
- en tant que **partie intégrante d'une batterie diagnostique** ;
- dans le cadre d'un **re-test** pour évaluer la nécessité de la poursuite d'une prise en charge ;
- dans le cadre de **la recherche** pour mesurer le vocabulaire passif des tout-petits aux jeunes adultes.

La structure du PPVT-5

Il comprend **239 items** au total (dont 63 items communs avec l'EVT-3) qui suivent un ordre croissant de difficulté.

Chaque item du PPVT-5 se compose de deux parties : **le mot-stimulus** et un ensemble de **quatre images** (un mot-stimulus et 3 distracteurs).

La particularité de l'adaptation française est de proposer, pour la majorité des items, les images d'un distracteur phonologique, d'un distracteur sémantique et d'un distracteur visuel, disposées de façon aléatoire, à côté de l'image-stimulus. Cette spécificité permet d'analyser le type d'erreurs lexicales en réception : phonologique, sémantique ou visuelle.

Durée d'administration : environ 20 minutes

Catégorie sémantique	Nombre d'items
Abstrait	5
Adjectifs	24
Aliments	8
Animaux	15
Attributs	5
Catégories	14
Couleurs	2
Formes	7
Instruments de musique	5
Lieux	15
Maison	7
Métiers	8
Meubles	3
Naturel	7
Objets	23
Outils	6
Partie du corps	12
Personnes	4
Transports	4
Vaisselle	1
Végétal	3
Verbes	58
Vêtements	3



Test de vocabulaire actif - 3e édition

L'EVT-3 est un test standardisé administré individuellement, qui **évalue le stock lexical actif et la récupération de mots** chez les enfants et les adolescents âgés de 2 ans 6 mois à 18 ans 11 mois. Ce test mesure l'accès lexical sur entrée visuelle (dénomination d'image) et verbale (synonymie). La récupération de mots est évaluée en comparant le stock lexical en expression versus en réception, en utilisant les différences de notes standard entre l'EVT-3 et le PPVT-5 avec lequel il est co-normé.

L'utilisation de l'EVT-3 peut se faire...

- dans le cadre d'un **dépistage** : l'EVT-3 peut constituer une première étape importante dans l'identification des enfants et adolescents susceptibles de présenter un trouble d'accès lexical actif ;
- **conjointement avec le PPVT-5** pour obtenir une vue globale de la connaissance lexicale des enfants et des adolescents ;
- en tant que **partie intégrante d'une batterie diagnostique** ;
- dans le cadre d'un **re-test** pour évaluer la nécessité de la poursuite d'une prise en charge ;
- dans le cadre de **la recherche** pour mesurer le vocabulaire actif des tout-petits aux jeunes adultes.

La structure de l'EVT-3

Il comprend **188 items** au total (dont 63 items communs avec le PPVT-5) qui suivent un ordre croissant de difficulté.

Pour chaque item, le praticien présente une image du Livret de stimuli et lit une question-stimulus à partir du Cahier d'administration.

Le sujet doit répondre :

- par un mot qui fournit une réponse acceptable pour l'image (par exemple, une réponse à la question « *Qu'est-ce que c'est ?* »),
- par un mot qui répond à une question précise sur l'image (par exemple, une réponse à la question « *Qu'est-ce qu'elle fait ?* »),
- ou par un mot qui fournit un synonyme pour un mot qui correspond au contexte imagé (par exemple, une réponse à l'énoncé : « *Dis-moi un autre mot pour ...* »).

Durée d'administration : environ 25/30 minutes

Catégorie sémantique	Nombre d'items
Abstrait	4
Adjectifs	29
Adjectifs numériques	3
Adverbes	3
Aliments	5
Animaux	10
Attributs	9
Catégories	14
Couleurs	5
Formes	8
Instruments de musique	2
Lieux	12
Métiers	4
Naturel	1
Nombres	2
Objets	27
Partie du corps	8
Personnes	1
Transports	5
Végétal	5
Verbes	27
Vêtements	4

Les atouts du PPVT-5 et de l'EVT-3

- Utilisés conjointement, le PPVT-5 et l'EVT-3 permettent d'obtenir une vue globale de la connaissance lexicale des enfants et des adolescents.
- Normes françaises du PPVT-5 et de l'EVT-3 établies sur les mêmes sujets, sur le même échantillon d'étalonnage, permettant ainsi des comparaisons directes entre les performances lexicales en expression et en réception.
- Temps d'administration rapide
- Mesures quantitatives et qualitatives

Les résultats du PPVT-5 et de l'EVT-3

Chacun de ces tests permet d'obtenir :

- des notes standard ;
- des rangs percentiles ;
- des âges équivalents ;
- des valeurs de suivi ;
- des analyses qualitatives en fonction du type d'items

L'administration et la cotation du PPVT-5 et de l'EVT-3

Deux versions seront disponibles à l'achat pour chacun des deux tests :

- Janvier 2024 : disponibilité du matériel papier-crayon
- Été 2024 : disponibilité du matériel numérique sur Q-interactive

	Administration	Correction
Matériel numérique (Été 2024) <ul style="list-style-type: none">• Manuel numérique sur Q-interactive• Licence annuelle Q-interactive• Lots de subtests Q-interactive	Sur iPad avec Q-interactive	Sur iPad avec Q-interactive (correction automatique)
Matériel papier-crayon (Hiver 2023) <ul style="list-style-type: none">• Manuel papier (commun aux tests PPVT-5 et EVT-3)• Livrets de stimuli papier• Cahier d'administration (téléchargeable/imprimable depuis Q-global)• Crédits de corrections sur Q-global	Papier-crayon	En ligne sur la plateforme Q-global (1 min : saisie de la note brute ; 5 min : saisie des réponses aux items)

Pour plus d'informations, contactez : conseilclinique@ecpa.fr